★提醒各系請於 103 年 2 月 14 由各系系小姐彙整完成繳交電子檔至 ytfu@kmu. edu. tw

實驗室辦理檢測服務應注意及配合事項(範例)

儀器設備說明

一、型號:全波段光譜儀, UV-vis spectrophotometer (BioTek Co., USA)

二、檢測服務項目、收費標準及工作日數:

檢 測 項 目	收費標準	工作日數	備註
美白測試(蘑菇酪胺酸)	5,000	14	
清除自由基(DPPH)	5,000	14	

三、聯絡方式:

實驗室負責人:王惠民 實驗室聯絡人:王惠民

電話: #2804 E-mail: <u>davidw@kmu.edu.tw</u>

四、開放時間:周一至周五,上班時間。

五、請實驗室提供檢驗方法之標準或應注意事項。

蘑菇酪胺酸酶活性測試

酪胺酸酶抑制活性是以分光光度方式,在 96 孔盤上分析其在 492 nm 時的吸光度,而熊果素 與麴酸被用來作為正控制組。將預測物質溶解於 DMSO 水溶液中,然後與 L-酪胺酸(2.5 mg/mL) 一起加於 50 mM 磷酸鹽緩衝液中(pH 6.8)。接下來,再加入在同一種緩衝液中的 mushroom tyrosinase,然後將混合物培養於 37° C,三十分鐘。酪胺酸酶抑制劑於 492 nm 時的活性可由下式 測得

% Inhibition =
$$100\% \times \{ [(A - B) - (C - D)] / (A - B) \}$$
 eq. 1

A:未加入預測物質時的光學濃度(OD492)

B:未加入預測物質時的光學濃度(OD492),但有加酪胺酸酶

C:已加入預測物質的光學濃度(OD492)

D:已加入預測物質的光學濃度(OD492),但沒有加酪胺酸酶

DPPH 自由基清除效能測定

方法為將各種不同濃度的樣品加入 $0.1\,\text{mL}$ 的 $DPPH\cdot(60\,\mu\text{M})$ 溶液。當 $DPPH\cdot$ 與抗氧化劑化 合物反應時會提供氫,使 $DPPH\cdot$ 量減少,在 $517\,\text{nm}$ 時其吸光度會降低。其中以 vitamin C 為 positive control。吸光度是由分光光度計測量,得出剩餘 $DPPH\cdot$ 量的圖即可求得抗氧化劑所減少的 $DPPH\cdot$ 的起始濃度。清除能力(%)可由下是計算

$$100 \times (A_{\text{control}} - A_{\text{sample}}) / A_{\text{control}}$$
 eq.2

樣品準備

- 1. 固體樣品且高純度,樣品絕對量最好超過 3 mg
- 2. 液體樣品請先告知組成,其分析物濃度最好超過 1 mM

高雄醫學大學教師產學題目調查表(範例)

實驗室負責人	鄭添祿 教授	聯絡方式	(07)312-1101 分機:2697/2360		
			tlcheng@kmu.edu.tw		
學院/系	生命科學院/生物醫學暨環境生物學系				
NO	可產學題目			計畫經費	
1	鼠源抗體的人類化			約 50 萬元	
2	生技蛋白藥開發			面議	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10				_	